

SOLUWIPES

Lingettes hydroalcooliques

Lingettes virucides



- x50
- Lingette virucide
 - 75% d'Alcool Ethylique
 - Mains & surfaces



SOLUWIPES

Lingette hydroalcoolique

Sachet 50 Lingettes
virucides & bactéricides



SOLUWIPES
Sachet de 50 lingettes

Lingettes Hydroalcoolique

- Lingettes de lotion nettoyante pour l'hygiène des mains & surfaces; pour la désinfection des mains, objets ou surface par friction.
- Sachets de 50 lingettes - made in France

SOLUWIPES

Lingettes hydroalcooliques

Lingettes virucides



Normes

Domaine d'efficacité	Normes	Domaine d'application	Spectre d'efficacité
Bactéricidie	EN 1276 : 08-2019 EN 13727	Mains : Friction hygiénique (en condition de propreté) Mains : Lavage hygiénique Surfaces : Détergents/désinfectants Collectivités	30Sec En condition de propreté Colibacille / Entérocoques / bacille pyocyanique / Staphylocoque doré
Fongicidie	EN 1650 : 08-2019 EN 13624	Mains : Friction hygiénique (en condition de propreté) Mains : Lavage hygiénique Surfaces : Détergents/désinfectants Collectivités	30Sec En condition de propreté Aspergillus brasiliensis / Candida albicans
Virucidie	EN 14476+A2 : 07-2019	Mains : Friction hygiénique (en condition de propreté) Mains : Lavage hygiénique Surfaces : Détergents/désinfectants Collectivités	30Sec En condition de propreté H1N1 / Coronavirus (Ex: Covid-19)

SOLUWIPES

Lingettes hydroalcooliques

Lingettes virucides



Lingettes de lotion nettoyante pour l'hygiène des mains & surfaces; pour la désinfection des mains, objets ou surface par friction. Ne pas rincer.

Type de produit

Lingettes Hydroalcoolique

Dimensions

SOLUWIPES (pack): 240x100x45mm
(Sachet de 50 lingettes)

Lingette dépliée: 150x200mm

Ingrédients

Éthanol (substance active (TP1),
76,7% m/m, CAS 64-17-5) glycérol et
peroxyde d'hydrogène.

Normes

Bactéricide : EN 1276

Fongicide : EN 1650

Virucide : EN 14476 - 30 sec (virus
type COVID-19).

Précaution

GHS02 / GHS07



H225: Liquide et vapeurs très inflam-
mables

H319: Provoque une sévère irritation
des yeux

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet, sortez la lingette et
frictionnez vous les mains ou l'objet à
nettoyer fermement pendant au moins
30sec, ne pas rincer.

Matériaux

Sachet PET

Lingette en textile non tissé polypropylène